



Chinchetas de Impactación & *Tornillos de injerto óseo*

Chinchetas de Impactación & Tornillos de Injerto Óseo

Chinchetas de Impactación


- ▶ Zona de amarre precisa.
- ▶ Collar retentivo de "efecto arpón".
- ▶ Zona de contacto reforzada.
- ▶ Punta diseñada para inserción controlada.
- ▶ Contacto plano con hueso y presión uniforme.
- ▶ Cabeza estrecha biselada.



Las chinchetas se aplican impactando directamente sobre la membrana, utilizando el mango adaptable con la llave recta o angulada.

Tornillos de Cabeza expandida para membrana de injerto óseo


- ▶ Conexión retentiva de tipo cruz estándar.
- ▶ Cabeza expandida para contacto plano y uniforme.
- ▶ Longitud de rosca extendida.
- ▶ Rosca activa con núcleo reforzado.
- ▶ Refuerzo de punta de inserción.



El tornillo se enrosca directamente sobre la membrana con la llave para contra-ángulo.

Envase

- ▶ Inserción directa desde el envase con el instrumental de transporte.
- ▶ Envase esterilizable en autoclave.
- ▶ Almacenaje óptimo y claro.
- ▶ Activador suave de punta de impactación para casos leves de deformación.
- ▶ Activador en el centro posterior para casos agresivos de deformación.



Chinchetas de Impactación & Tornillos de Injerto óseo	
Ref.	Descripción
CHI 003	Chinchetas de Impactación
CHI 010	Mango para Chincheta de Impactación
CHI 011	Llave Recta para Chincheta de Impactación
CHI 012	Llave Angulada para Chincheta de Impactación
TIO 005	Tornillo Injerto Óseo
TIO 010	Llave para Tornillo Injerto Óseo
CCT	Envase Esterilizable Chinchetas Impactación y Tornillos Injerto Óseo

Biomateriales

SinossMem

Membrana de colágeno nativo de origen equino con función barrera y alta estabilidad.

- ▶ Cicatrización controlada de heridas y apoyo para el coágulo sanguíneo.
- ▶ Función barrera a medio plazo para procedimientos GBR/GTR
- ▶ Tiempo de reabsorción aproximado de 2-3 meses.
- ▶ Rápida degradación en caso de exposición.
- ▶ Fácil aplicación en medio seco o húmedo.
- ▶ Puede recortarse a la medida necesaria.
- ▶ Estructura rugosa y porosa para guía tisular.
- ▶ Estructura de colágeno con bras entrelazadas.

SinossMem		
Referencia	Tamaño	Espesor
SM1308	10x10 mm	0,3 mm
SM1309	10x20 mm	0,3 mm
SM1310	15x20 mm	0,3 mm
SM1312	20X30 mm	0,3 mm
SM1313	30x40 mm	0,3 mm

SinossGraft

SinossGraft es un material de injerto óseo innovador, seguro, puro, fiable y totalmente sintético en forma de matriz porosa similar a la del hueso esponjoso para una reabsorción controlada.

- ▶ Sintético, reabsorbible, fiable.
- ▶ 75% HA / 25% β -TCP.
- ▶ TCP reabsorción controlada.
- ▶ Estabilidad mecánica y de volumen.
- ▶ Alta porosidad interconectiva (80%).
- ▶ Estructura esponjosa.
- ▶ Macroporosidad - Microporosidad.
- ▶ Spongy structure.
- ▶ Tamaño del poro: 200-500 micras.
- ▶ Reabsorción completa entre 16-24 meses.

SinossGraft		
Referencia	Tamaño	Espesor
SG1610	0,5 g	0,5-1 mm
SG1611	1,0 g	0,5-1 mm
SG1612	2,0 g	0,5-1 mm
SG1613	0,5 g	1-2 mm
SG1614	1,0 g	1-2 mm
SG1615	2,0 g	1-2 mm





Para más información:
☎ 916 846 063
www.mpimplants.com